


Électrode EEG à cupule+ à usage unique argent/chlorure d'argent



Technomed est sensible à l'importance de signaux clairs, de l'efficacité et de la facilité d'utilisation.

L'électrode EEG à cupule+ en Ag/AgCl à usage unique de Technomed, dotée d'un dôme plus large, contient un volume plus important de matériau conducteur.

Cupule optimisée pour les interventions EEG permettant de se concentrer sur le patient et l'enregistrement.

L'électrode est équipée de fils flexibles et d'un connecteur optimisé pour faciliter l'insertion et l'extraction dans la boîte têtère.

Avantages pour l'utilisateur


- Aucun nettoyage ou préparation n'est nécessaire avant l'utilisation des électrodes EEG.
- Signal clair et fiable assuré par une couche optimisée d'Ag/AgCl à fréquence stable.
- Qualité du signal optimisée par une surface et un volume d'électrode plus importants.
- Connexion courte entre la cupule et le câble pour réduire le risque de levage.
- Connecteur optimisé pour faciliter l'insertion et l'extraction de la boîte têtère.
- Disque à profil bas avec fils conducteurs souples et flexibles anti-emmêlement pour le plus grand confort du patient.
- Usage unique évitant la contamination croisée des patients.

Variantes disponibles

Matériaux	Taille de cupule	Hauteur de cupule	Longueur de câble	Emballage	Référence
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	3 mm	1,0 m	Lots de 25, 5 x 5 couleurs	TE/C53-438
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	3 mm	1,5 m	Lots de 25, 5 x 5 couleurs	TE/C53-638
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	3 mm	2,0 m	Lots de 25, 5 x 5 couleurs	TE/C53-838
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	3 mm	2,5 m	Lots de 25, 5 x 5 couleurs	TE/C53-938
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	3 mm	1,0 m	Lots de 10, 10 couleurs	TE/C53-432
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	3 mm	1,5 m	Lots de 10, 10 couleurs	TE/C53-632
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	3 mm	2,0 m	Lots de 10, 10 couleurs	TE/C53-832
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	3 mm	2,5 m	Lots de 10, 10 couleurs	TE/C53-932

5 couleurs : rouge, vert, blanc, jaune, bleu

10 couleurs : vert, blanc, jaune, rouge, orange, violet, noir, bleu, gris, marron



Caractéristiques

Cupule	Couche d'Ag/AgCl
Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel	√
Conforme aux normes REACH et RoHS (UE)	√
Âme de fil de plomb	Cuivre étamé
Isolation du fil de plomb	PVC
Connecteur	DIN 42802-1

Votre partenaire commercial Technomed :

USA
Rx ONLY



www.technomed.nl

Fabricant légal :

Technomed Europe

Amerikalaan 71

6199 AE | Maastricht-Airport | Pays-Bas

Tél. : +31 43 408 68 68 | info@technomed.nl

Technomed USA

1626 Terrace Drive

Roseville | MN 55113 | États-Unis

Tél. : +00 1 651 288 0890 | info@technomed-usa.com