


# Électrode EEG à cupule à usage unique Argent/Chlorure d'argent



**Technomed est sensible à l'importance de signaux clairs, de l'efficacité et de la facilité d'utilisation.**

L'électrode EEG Ag/AgCl à cupule et à usage unique de Technomed est conçue pour optimiser les procédures d'EEG afin de pouvoir se concentrer sur le patient et les résultats de l'enregistrement.

L'électrode est équipée de fils flexibles et d'un connecteur optimisé pour faciliter l'insertion et l'extraction dans la boîte têtère.

## **Avantages pour l'utilisateur**

- Le nettoyage et la préparation des électrodes EEG ne sont pas nécessaires.
- Signal clair et fiable assuré par une couche optimisée d'Ag/AgCl à fréquence stable.
- Connexion courte entre la cupule et le câble pour réduire le risque de levage.
- Connecteur optimisé pour faciliter l'insertion et l'extraction de la boîte têtère.
- Le confort du patient est optimisé grâce au disque à profil bas avec fils conducteurs souples et flexibles anti-emmêlement.
- Risque réduit de contaminations croisées.


## Variantes disponibles

Matériaux	Taille de cupule	Hauteur de cupule	Longueur de câble	Emballage	Référence
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	2,6 mm	1,0 m	Lots de 25, 5 x 5 couleurs	TE/C52-438
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	2,6 mm	1,5 m	Lots de 25, 5 x 5 couleurs	TE/C52-638
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	2,6 mm	2,0 m	Lots de 25, 5 x 5 couleurs	TE/C52-838
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	2,6 mm	2,5 m	Lots de 25, 5 x 5 couleurs	TE/C52-938
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	2,6 mm	1,0 m	Lots de 10, 1 x 10 couleurs	TE/C52-432
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	2,6 mm	1,5 m	Lots de 10, 1 x 10 couleurs	TE/C52-632
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	2,6 mm	2,0 m	Lots de 10, 1 x 10 couleurs	TE/C52-832
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	2,6 mm	2,5 m	Lots de 10, 1 x 10 couleurs	TE/C52-932
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	2,6 mm	1,0 m	Lots de 27	TE/C52-4327
Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	10 mm	2,6 mm	1,5 m	Lots de 27	TE/C52-6327

**5 couleurs :** rouge, vert, blanc, jaune, bleu

**10 couleurs :** rouge, vert, blanc, jaune, bleu, gris, violet, orange, marron, noir

**Couleurs lot de 27 :** 6x rouge, 6x vert, 6x blanc, 6x jaune, 6x bleu



## Caractéristiques

Cupule	Couche d'Ag/AgCl
Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel	√
Conforme aux normes REACH et RoHS (UE)	√
Âme de fil de plomb	Cuivre étamé
Isolation du fil de plomb	PVC
Connecteur	DIN 42802-1

Votre partenaire commercial Technomed :



ÉTATS-UNIS  
PRESCRIPTION  
MÉDICALE  
UNIQUÈMENT



Fabricant légal :

**Technomed Europe**

Amerikalaan 71

6199 AE | Maastricht-Airport | Pays-Bas

Tél. : +31 43 408 68 68 | info@technomed.nl

**Technomed États-Unis**

1626 Terrace Dr.,

Roseville | MN 55113 | États-Unis

Tél. : +00 1 651 288 0890 | info@technomed-usa.com

www.technomed.nl